

Deflex[®]

Ästhetische Nylon Prothesen



DEFLEX Injektion Maschine

Automatisch Digital

Kompaktes Gerät

Maximaler Komfort

Ästhetisch und Funktionell



Injektion Maschine DEFLEX



- Automatisch
- Programmierbar
- Digitale Anzeige
- Funktion - Alarm
- Pneumatischer Injektion Zylinder
- Druckregulierung
- Ofen eingebaut in der Injektion Maschine
- Ein Press Vorgang alle 15 Min möglich
- Einfaches einsetzen der Muffel
- Einfaches Installieren
- Masse: 65 cm x 35cm x 18cm Gewicht: 25 Kg
- Sicherheit und ein Jahr Garantie



DEFLEX POLYAMIDE

Deflex ist ein Injektion Polyamid das zu den weiterentwickelten Polymere gehört, Dieses Polyamid hat aussergewöhnliche Qualitäten.

- Elastizität Modul ——— Hoch
- Sättigung Modul ——— Schwach
- Schwäche Modul ——— Tief
- Körper Aufnahme ——— Schwach



Polyamid Kartuschen

Das Polyamid Material befindet sich in Aluminium Kartuschen, die sind Vakuum verpackt und bereit für den Injektion Prozess.

- Kartuschen Durchmesser: = 22mm (optional 25mm)
- ⊙ **Klein:** 55 mm für kleine Provisorien
 - ⊙ **Mittel:** 85 mm für partielle Prothesen
 - ⊙ **Gross:** 120 mm Totale und große partielle Prothesen



Indikation für das Dental Labor

Für das Dental Labor das Deflex Prothesen Herstellt wichtige Hinweise.

- Keine unter sich gehenden Stellen bei der Muffel Einbettung
- Der Zahnfleisch Saum muss entlastet sein
- Mechanische Retentionen in den Prothesen Zähne
- Das Arbeit Modell wird Dupliert
- Kartusche wird vorbereitet
- Die Nylon Prothese wird in der Injektion Maschine gepresst





TEMPERATURA
270



TEMPO
13

Deflex
M.A.D.