






La meilleure qualité au moindre prix !

Système de fabrication rapide par frittage laser de poudre



Vous concevez...

Vous êtes le maître de l'ouvrage
Vous réalisez les pièces adaptées à vos clients
Votre modélisation reste précise et intacte

Nous fabriquons...

Tout type de fichier .stl
Grande précision
Rapidité d'exécution
Economies de matériaux

Vous personnalisez...

Travail homothétique donc plus esthétique
Gain de temps
Réduction très importante du coût de production

Prix attractif !

(demander notre grille tarifaire)

Offre de financement avantageux pour le scanner

La poudre utilisée est un alliage Cr-Co biocompatible à usage dentaire sans nickel, béryllium ni cadmium, conforme aux normes européennes et avec la marque CE1014

Valeurs importantes :

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Composition en % | Co 64.5 , Cr 30, Mo 5 ; Mn,Si, Fe, C |
| CET (25-500°C) | 14.3 – 14.5 |
| Dureté | 375 HV1 |
| Densité | 8.4 g/ cm ³ |
| Résistance à la corrosion | <4 µg/cm ² |

Pour toute première commande, merci de nous contacter afin de définir le format fichier

Une seule adresse d'envoi pour les fichiers :
frittage.pxfrance@orange.fr

Nous répondons volontiers à vos questions et vous conseillons avec plaisir!

PX France Sàrl

Valparc
327 B Route de Valparc
74330 Poisy

T. 04 50 51 17 34
F. 04 50 51 17 91



Simplifiez-vous la vie !



Faites le pari de la technologie !