



PX Extravest

Le revêtement universel de grande précision pour tous les travaux en alliages précieux, non-précieux et céramiques pressées. Enfournement rapide ou normal.

Vos avantages

Un revêtement polyvalent.
Gain de temps grâce à l'enfournement rapide.
Grande précision grâce au contrôle exact de l'expansion.
Excellente qualité de surface des pièces coulées.
Manipulation aisée grâce à sa bonne fluidité.

Sa facilité de mise en oeuvre et sa tolérance d'utilisation

- *Le maintien des paliers pendant le préchauffage n'est plus nécessaire.
- *PX Extravest peut être préchauffé jusqu'à 1100°C.
- *En raison de sa grande homogénéité, il ne nécessite plus de travailler sous pression.
- *Peut être utilisé avec ou sans cylindre métallique.
- *Le temps de travail et de préparation sont réduits.

N° d'article et N° de commande:

Art. N°. 9140: 5 kg de revêtement (32 sachets de 160g.)
avec liquide compris.

PX Dental SA Rue Numa-Droz 150, CH-2301 La Chaux-de-Fonds T. +41 (0) 32 922 65 00 F. +41 (0) 32 922 65 04

