



VITA® A2



Empfehlung

Farbkonzept: intensives Chroma, höherer Grauwert
Luminanz: WENIGER Helligkeit
DD-Empfehlung: Minimalschichtung (cut back), Vollverblendung, Kombination beider Techniken

Farbkonzept: weniger intensives Chroma, wärmerer Farbton
Luminanz: MEHR Helligkeit
DD-Empfehlung: Kombination mit DD cube ONE® (HT+) und DD cubeX²® (SHT)
Perfekte Basis für individuelle Bemalung von monolithischen Kronen und Brücken (DD contrast® color and form concept by Andreas Nolte) oder Minimalschichtung (cut back)