

ZiRo®Dia Diamantschleifer


ideal für kleinste
Korrekturen in Labor
und Praxis

ZiRo®Cool Diamant-Trimmer

perfekte Ausarbeitung
von Gerüsten
und Kronen

ZiRo®Gum Diamant-Polierer

optimales Einleiten
und effektives Polieren
aller Flächen



RODENT AG
Dorfstrasse 60
CH-9462 Montlingen
Switzerland




Tel. +41 (0)7 1763 9060
Fax +41 (0)7 1763 9068

dental@rodent.ch
www.rodent.ch




ZiRo®Line: Alles für die perfekte Oberflächen-Bearbeitung von Zirkonoxid und Silikaten.

EINFACH INNOVATIV INNOVATIV EINFACH


				
	Ø mm	15,0	15,0	2,5 / 4,0
	L mm	1,3	3,0	10,0
	Zirconia 	75.1210	75.1212	75.1270
	coarse 	AMBER AMBER		
	H HP	104	104	104
	ISO Ø	150	150	040
	rec.	5'000 – 8'000		

Universal
Universal




Ø mm	20,0	25,0
L mm	2,5	2,0
Zirconia	85.3211	85.3212
medium	AMBER AMBER	
W RA	104	104
ISO Ø	200	250
rec.	7'000 – 12'000	

Erste Stufe
First step



Ø mm	11,0	26,0	20,0	4,0
L mm	2,0	2,0	1,0	13,0
Zirconia	85.4210	85.4212	85.4221	85.4252
medium	AMBER AMBER			
H HP	104	104	104	104
ISO Ø	110	260	200	040
rec.	7'000 – 12'000			

Zweite Stufe
Second step



Ø mm	11,0	26,0	20,0	4,0
L mm	2,0	2,0	1,0	13,0
Zirconia	85.5210	85.5212	85.5221	85.5252
fine	AMBER LIGHT AMBER LIGHT			
H HP	104	104	104	104
ISO Ø	110	260	200	040
rec.	7'000 – 12'000			



Erste Stufe First step




Ø mm	11,0	26,0	20,0	4,0	
L mm	2,0	2,0	1,0	13,0	
Ceramic □	85.7210	85.7212	85.7221	85.7252	
medium ■	ROTBRAUN/WEISS REDBROWN/WHITE				
H HP	104	104	104	104	
ISO Ø	110	260	200	040	
rec.	7'000 – 12'000				

Zweite Stufe Second step



Ø mm	11,0	26,0	20,0	4,0	
L mm	2,0	2,0	1,0	13,0	
Ceramic □	85.8210	85.8212	85.8221	85.8252	
fine ■	GELB/WEISS YELLOW/WHITE				
H HP	104	104	104	104	
ISO Ø	110	260	200	040	
rec.	7'000 – 12'000				

Trockenbearbeitung
Dry processing



ZD801

Ø mm	0,9	1,0
L mm	–	–
Angle α	–	–
	M	ZD801-MF
	F	
	EF	
H HP	104**	104**
ISO Ø	009	010
Category	9	9

Trockenbearbeitung
Dry processing




ZD805

Ø mm	1,6
L mm	1,5
Angle α	–
M	ZD805-MF
F	
EF	
H HP	104**
ISO Ø	016
Category	9



Trockenbearbeitung
Dry processing



ZD863

Ø mm	1,2
L mm	10,0
Angle α	–
  M	ZD863-MF
  F	
  EF	
H HP	104**
	
ISO Ø	012
Category	9

Trockenbearbeitung
Dry processing



ZD9131

Ø mm	22,0
L mm	0,15
Angle α	–
  M	ZD9131-MF
  F	ZD9131-MFF
  EF	
H HP	104***
	
ISO Ø	220
Category	9

** rec.: 10'000 – 13'000

*** rec.: 13'000