

Laboratoire			
Commandé par		Date	

Qté	Référence	Couleur	Produit	Utilisation	Emballage
	DDCCBL	blue	DD Contrast Color	TOP-Bleuté incisal, transparence	4 gr
	DDCCCE	cervical	DD Contrast Color	Chroma cervical	4 gr
	DDCCDG	dark gray	DD Contrast Color	Baisse la valeur lumineuse de la zircone	4 gr
	DDCCDA	dentin A	DD Contrast Color	TOP-Correction de la teinte A	4 gr
	DDCCDB	dentin B	DD Contrast Color	Correction de la teinte B	4 gr
	DDCCDC	dentin C	DD Contrast Color	Correction de la teinte C	4 gr
	DDCCDD	dentin D	DD Contrast Color	Correction de la teinte D	4 gr
	DDCCFI	fissure	DD Contrast Color	TOP-Pour les sillons, utiliser un tire-nerf	4 gr
	DDCCHA	halo	DD Contrast Color	TOP-Halo plus opaque bord incisif ant.	4 gr
	DDCCLG	light gray	DD Contrast Color	Baisse la valeur lumineuse de la zircone	4 gr
	DDCCMC	mamelon corn	DD Contrast Color	TOP-Pour les mamelons, très polyvalent	4 gr
	DDCCMM	mamelon maize	DD Contrast Color	Pour les mamelons	4 gr
	DDCCMP	mamelon pink	DD Contrast Color	Pour les mamelons	4 gr
	DDCCOR	orange	DD Contrast Color	Utilisé sur l'occlusion des molaires	4 gr
	DDCCTR	traces	DD Contrast Color	Pour l'imitation du tabac p. ex.	4 gr
	DDCCVA	vanilla	DD Contrast Color	TOP-Pour les crêtes occlusales	4 gr
	DDCCVI	violet	DD Contrast Color	TOP-Baisse valeur lumin. donne la profondeur	4 gr
	DDCCWH	white	DD Contrast Color	Blanc	4 gr
	DDCTBD	bleach dentin	DD Contrast Texture	Dentine lumineuse	4 gr
	DDCTCA	caninus	DD Contrast Texture	Orange typique canines et molaires	4 gr
	DDCTCDA1	chroma dent A1	DD Contrast Texture	TOP-Dentine à mélanger avec Color	4 gr
	DDCTCDB4	chroma dent B4	DD Contrast Texture	Dentine à mélanger avec Color	4 gr
	DDCTE59	enamel 59	DD Contrast Texture	TOP-Incisal à mélanger avec Color	4 gr
	DDCTEB	enamel bleach	DD Contrast Texture	Incisif lumineux	4 gr
	DDCTIL	illusion	DD Contrast Texture	TOP-Baisse valeur lumin. donne la profondeur	4 gr
	DDCTMA	mask	DD Contrast Texture	Pour opacifier l'intrados, spacer 0.1mm!	4 gr
	DDCTOB	opal blue	DD Contrast Texture	TOP-Bleuté incisal, transparence	4 gr
	DDCTRE	retzius	DD Contrast Texture	Pour les crêtes occlusales ****	4 gr
	DDCTTWF	transpa warm fluor	DD Contrast Texture	Transpa jchaud (jaune-orange)	4 gr
	DDCGC	clear	DD Contrast Glaze	Glasure normale	4 gr
	DDCGCF	Clear fluor	DD Contrast Glaze	TOP-Glasure fluorescente, illumine	4 gr
	DDCSLI	Standard	DD Contrast Liquid	Liquide	30 ml
	DDCTLI	Texture	DD Contrast Liquid	TOP-Liquide magique, très stable	30 ml
	DDCSET	Complete Set	DD Contrast Set		Set
	DDCFP	Firing paste	DD Contrast Firing Paste	Pâte de fixation pour la cuisson, seringue	12 ml